


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0009129



### introdução

Anticorpo monoclonal coelho direcionado ao CD8a humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar subconjuntos de células T CD8+ e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco CD8a                                                                      |
| Observações/Apelido | CD8; p32; Leu2; CD8alfa                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 925                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 925                                                                                                                      |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | Citometria de Fluxo (FC)                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Macaco Cynomolgus                                                                                                |
| SWISS               | P01732                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 21kDa/25kDa/30kDa                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                            |