


Anticorpo Policlonais Anti-Cd8A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Número do item: CM0018611



introdução

Anticorpo policlonal de coelho robusto contra CD8A humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com CD8A de camundongo. Adequado para pesquisa de linfócitos T e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD8A Coelho pAb
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P01732
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo