


Anti-Cd8A Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

Número do item: CM0004007



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado ao CD8A humano/de camundongo. Validado para WB, IF-P, IHC-P, mIHC e ELISA. Detecta CD8A em humano, camundongo, rato e macaco cinomolgo. Essencial para estudos de imunologia de células T e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	CD8A Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Espécie	Humano/Camundongo
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	925/12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco cinomolgo
SWISS	P01732/P01731
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo