

Anticorpo Policlonais Anti-Cd8B Para Wb, Elisa - P10966

Número do item: CM0029451

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CD8B humano (CD8beta). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Reconhece a glicoproteína da superfície de linfócitos T, cadeia beta CD8, essencial para a interação com MHC classe I e ativação de CTL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD8B Rabbit pAb
Observações/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	926
GeneID	926
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 do CD8B humano (NP_757362.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10966
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo