

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8B Para Wb, Fc, Elisa - P10966

Número do item: CM0006814

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD8 β humano (CD8B, LYT3) validado para Western blotting, citometria de fluxo e ELISA. Adequado para imunologia de células T e pesquisa de pontos de verificação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD8 β Rabbit mAb
Observações/Apelido	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Espécie	Humano
GeneID (humano)	926
GeneID	926
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-170 do CD8B humano (NP_004922.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo