


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21926

Número do item: CM0019823



introdução

pAb de coelho anti-CD9 de alta qualidade (P21926) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Fonte: coelho; imunógeno: a.a. 112-195. Confiável para pesquisas sobre adesão celular, ativação plaquetária e fusão espermatozoide-óvulo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CD9
Observações/alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Espécie	Humana
GeneID (humano)	928
GeneID	928
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-195 do CD9 humano (NP_001760.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P21926
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo