

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd90.1 Para Wb, Elisa - P01831

Número do item: CM0020585

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD90.1 de camundongo (Thy1.1) para aplicações de WB e ELISA. Tem como alvo a glicoproteína de membrana Thy-1 ancorada por GPI, envolvida na adesão celular e sinaptogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD90.1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene (Camundongo)	21838
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-120 do CD90.1 de camundongo (NP_033408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo