

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd90.2 Para Elisa, Fc - P01831

Número do item: CM0011743

introdução

Anticorpo monoclonal (mAb) de coelho CD90.2 validado para ELISA e citometria de fluxo (FC). Reconhece a glicoproteína de membrana Thy-1 de camundongo (P01831). Ideal para aplicações de pesquisa em imunologia e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD90.2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID (Camundongo)	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	ELISA, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo