

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Para Fc - P04216

Número do item: CM0004225

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado ao CD90/Thy1 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para análise da expressão de CD90 na superfície celular em pesquisas de imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD90/Thy1 mAb
Observações/Alias	CD90; CDw90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Imunogénio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 20-130 do CD90/Thy1 humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo