

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd93 Para If/Icc, Fc, Elisa - O89103

Número do item: CM0004083

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD93 de camundongo (receptor C1q, Ly68) para IF/ICC, citometria de fluxo e ELISA. Reage de forma cruzada com o CD93 humano. Ideal para estudar fagocitose, inflamação e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD93 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	22918
GeneID	17064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-181 do CD93 de camundongo (NP_034870.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O89103
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo