


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd95/Fas () Para Citometria De Fluxo - P25446

Número do item: CM0008887



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD95/FAS de camundongo, conjugado diretamente com para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de apoptose em tecidos de timo, fígado, pulmão e coração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-CD95/FAS de camundongo mAb
Observações/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	355
ID do Gene (Camundongo)	14102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-169 da CD95/FAS de camundongo. (NP_032013.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Camundongo
SWISS	P25446
Peso da Proteína	37KDa
Envio	Bolsa de gelo