

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd95/Fas Para Wb, If/Icc, Elisa - P25445

Número do item: CM0005642



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD95/FAS humano (UniProt P25445). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, apoiando pesquisas em apoptose e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD95/FAS Rabbit mAb
Observações/Apelidos	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	355
GeneID	355
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-173 do CD95/FAS humano (NP_000034.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25445
Peso Proteico	9-38 kDa
Envio	Bolsa de gelo