

## Anticorpo Policlonal Anti-Cd96 Para Wb, Elisa - P40200

Número do item: CM0024294



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD96 humano (TACTILE), validado para WB e ELISA. Detecta CD96 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a adesão de células T e NK e respostas imunes em fase tardia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD96 Coelho pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | TACTILE; CD96                                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 10225                                                                                                                      |
| GeneID              | 10225                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-370 do CD96 humano (NP_937839.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P40200                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 66kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |