


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd96/Tactile Para Fc, Elisa - Q3U0X8

Número do item: CM0004167



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD96/TACTILE de camundongo. Validado para citometria de fluxo (FC) e ELISA. Tem como alvo a proteína de superfície de células T envolvida na adesão de células NK. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD96/TACTILE
Observações/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10225
GeneID (Camundongo)	84544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-536 de CD96/TACTILE de camundongo (NP_115854.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3U0X8
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo