

Anti-Cd97 () Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P48960

Número do item: CM0008164



introdução

Anticorpo monoclonal anti-humano CD97 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reage com o CD97 humano, um GPCR de adesão de leucócitos envolvido na migração e inflamação. Adequado para pesquisa de IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD97 mAb
Observações/Apelido	CD97; TM7LN1
Espécie	Humano
ID do Gene	976
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-398 do CD97 humano (NP_510966.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo