

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd97 Para Wb, Elisa - Q9Z0M6

Número do item: CM0020489

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CD97 de camundongo (Adgre5), validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da adesão e migração de leucócitos e das vias de sinalização de GPCR em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD97 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Cd97; TM7LN1; CD97
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	976
ID do Gene	26364
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do CD97 de camundongo. (NP_036055.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0M6
Peso da Proteína	90 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo