

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd98 Para Fc - P10852

Número do item: CM0009616



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD98 de camundongo (SLC3A2), validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo de transporte de aminoácidos, sinalização de integrina e progressão tumoral em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD98 de Camundongo mAb
Observações/Apelido	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6520
GeneID	17254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-526 do CD98 de camundongo (NP_032603.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10852
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo