

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd98 Para Wb - P10852

Número do item: CM0022170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD98 de camundongo (SLC3A2) para Western blotting e ELISA. Validado em tecidos de camundongo e rato. Imunógeno recombinante, peso molecular 58 kDa. Ideal para pesquisas de transporte de aminoácidos e sinalização de integrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD98 pAb de Coelho
Observações/Apelido	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
Espécie	Camundongo
GeneID	17254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-526 do CD98 de camundongo. (NP_032603.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10852
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo