


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd98/Slc3A2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08195

Número do item: CM0007849



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD98/SLC3A2 (4F2hc) humano, validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de transportadores de aminoácidos e pesquisas de sinalização de integrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-630 do SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08195
Peso da Proteína	58-71 kDa
Envio	Saco de gelo