

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd98/Slc3A2 Para Western Blot, Imunofluorescência, Elisa - P08195

Número do item: CM0006767



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD98/SLC3A2 humano (58 kDa, P08195). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a cadeia pesada de transportadores de aminoácidos envolvidos na absorção de nutrientes, sinalização de integrinas e entrada viral. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD98/SLC3A2
Observações/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6520
GeneID	6520
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 461-630 de SLC3A2/CD98hc humano (NP_002385.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08195
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo