

Anticorpo Policlonal Anti-Cd99 Para Wb, Elisa - P14209

Número do item: CM0023366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD99 validado para western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo o CD99 humano (MIC2, 19 kDa) envolvido na adesão de células T e extravasamento de leucócitos. Ideal para pesquisa em imunologia e adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD99 Coelho pAb
Observações/Apelido	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4267
GeneID	4267
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 23-124 do CD99 humano (NP_002405.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo