


Anticorpo Policlonal Anti-Cd99 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14209

Número do item: CM0020880



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD99 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo o antígeno CD99, envolvido na adesão de células T e na transmigração de leucócitos. Imunógeno recombinante (aa 23-185).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-CD99
Observações/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4267
ID do Gene	4267
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P14209
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo