


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd99 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P14209

Número do item: CM0010785



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD99 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Reage com o antígeno CD99 humano (MIC2, HBA71) envolvido na adesão de células T. GeneID: 4267, SWISS: P14209.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD99 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4267
GeneID	4267
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso da Proteína	16-19kDa
Envio	Saco com gelo