

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-CD99L2 Para Wb - Q8Tcz2

Número do item: CM0022037

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-CD99L2, validado para WB e ELISA. Reage com CD99L2 humano, de rato e de camundongo. O CD99L2 desempenha um papel na extravasão de leucócitos e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD99L2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD99B; MIC2L1; CD99L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-185 do CD99L2 humano (NP_113650.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCZ2
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo