

Anticorpo Monoclonal Anti-Cda Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32320

Número do item: CM0007509



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDA humana (desaminase de citidina), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Validado nas espécies humana e camundongo. Peso molecular previsto de 16 kDa. Ideal para estudos do metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDA Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDD; CDA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P32320
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo