

Anticorpo Policlonal Anti-Cda Para Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Número do item: CM0024184



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à citidina desaminase (CDA), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta CDA humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de metabolismo de nucleosídeos. Acesso: P32320.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDA Rabbit pAb
Observações/Alias	CDD, CDA
Espécie	Humano
ID do Gene	978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32320
Peso Molecular da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo