


Anticorpo Monoclonal Anti-Cda De Coelho Para Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P32320

Número do item: CM0005965



introdução

A CamelBio oferece o anticorpo monoclonal Anti-CDA de coelho validado para IHC-P, FC (intra), ELISA. Reage com a CDA humana e de camundongo, uma citidina desaminase envolvida na reciclagem de pirimidinas. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDA Rabbit mAb
Observações/Alias	CDD; CDA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P32320
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo