


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cda Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32320

Número do item: CM0015100



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a citidina desaminase (CDA), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a CDA humana e de camundongo (16 kDa); ideal para pesquisas sobre o metabolismo de nucleotídeos e granulócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CDA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDD; CDA
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	978
GeneID	978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P32320
Peso da proteína	16 kDa
Transporte	Bolsa de gelo