

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc123 Para Wb E Elisa - 075794

Número do item: CM0014549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CDC123 humano (D123, C10orf7) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de iniciação da tradução e pesquisa do complexo eIF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC123 pAb de Coelho
Observações/Alias	D123; C10orf7; CDC123
Espécie	Humano
GeneID	8872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-336 do CDC123 humano (NP_006014.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075794
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo