


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc16 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13042

Número do item: CM0012732



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CDC16 de alta qualidade, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com CDC16 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o ciclo celular e ligases de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC16 Rabbit mAb
Observações/Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8881
ID do Gene	8881
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do CDC16 humano (Q13042).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13042
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo