


Anticorpo Policlonal Anti-Cdc20 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12834

Número do item: CM0014786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC20 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece CDC20 humano e de rato, um ativador crítico do APC/C e componente do ponto de verificação mitótico. Adequado para pesquisa em ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC20 Coelho pAb
Observações/Apelido	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	991
ID do Gene	991
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do CDC20 humano (NP_001246.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q12834
Peso Proteico	55kDa
Remessa	Saco de gelo