


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12834

Número do item: CM0015382



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CDC20 humano (p55CDC), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular, mitose e APC/C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CDC20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
Espécie	Humano
GeneID	991
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CDC20 humano (NP_001246.2?).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12834
Peso da proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo