


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc23 Para Wb, Elisa - Q9Ujx2

Número do item: CM0012589



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CDC23 humano (APC8, ANAPC8), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de ciclo celular e ubiquitina ligase, com reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC23 mAb de coelho
Observações/Apelidos	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8697
GeneID	8697
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 498-597 do CDC23 humano (Q9UJX2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJX2
Peso Proteico	69 kDa
Envio	Saco de gelo