


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujx2

Número do item: CM0017187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC23 (APC8) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8697
GeneID	8697
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CDC23 humano (NP_004652.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJX2
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo