


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc25A Para Wb, Elisa - P30304

Número do item: CM0004684



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CDC25A humano (Fosfatase 1 indutora de fase M). Validado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC25A Rabbit mAb
Observações/Alias	CDC25A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	993
GeneID	993
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-524 do CDC25A humano (NP_001780.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30304
Peso da Proteína	54kDa/59kDa
Envio	Saco de gelo