


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc25A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30304

Número do item: CM0017697



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CDC25A validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CDC25A humano, de camundongo e de rato (59 kDa). Fosfatase essencial do ciclo celular para pesquisas sobre mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CDC25A
Observações/Apelido	CDC25A2; CDC25A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	993
GeneID	993
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P30304
Peso da proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo