

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc25B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30305

Número do item: CM0005436

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDC25B humano, uma fosfatase de especificidade dupla envolvida na regulação do ciclo celular. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos sobre progressão mitótica e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC25B mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC25B; ciclo de divisão celular 25B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	994
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CDC25B humano (P30305).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30305
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco com gelo