

Anticorpo Monoclonal Anti-Cdc25C Para Wb, If/Icc, Elisa - P30307

Número do item: CM0002137



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Cdc25C de coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece Cdc25C humano, de camundongo e de rato, um regulador mitótico crítico e fosfatase de CDK1. Ideal para pesquisa de ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Cdc25C Rabbit mAb
Observações/Alias	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do Cdc25C humano (P30307).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30307
Peso Molecular	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo