

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc25C Para Wb, Elisa - P30307

Número do item: CM0022399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CDC25C de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com CDC25C humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de ciclo celular e mitose. SWISS: P30307.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC25C Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	995
GeneID	995
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do CDC25C humano (NP_001781.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30307
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo