


Anticorpo Monoclonal Anti-Cdc27 Para Wb, Elisa - P30260

Número do item: CM0012764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CDC27 validado para WB e ELISA, direcionado ao CDC27 (APC3) humano e de camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa do ciclo celular e da ligase de ubiquitina APC/C, com peso previsto de ~92kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC27 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	996
ID do Gene	996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 702-824 do CDC27 humano (P30260).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30260
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Em saco de gelo