

Anticorpo Policlonal Anti-Cdc34 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49427

Número do item: CM0028900



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC34 humano (UBE2R1, E2-CDC34). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de ubiquitinação e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC34 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
Espécie	Humano
ID do Gene	997
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-236 do CDC34 humano (NP_004350.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49427
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Saco de Gelo