


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc37 Para Wb E Elisa - Q16543

Número do item: CM0010140



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CDC37 (co-chaperone Hsp90). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para pesquisa de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC37 Coelho mAb
Observações/Apelido	P50CDC37; CDC37
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11140
GeneID	11140
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CDC37 humano (Q16543)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16543
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo