


Anti-Cdc37 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q16543

Número do item: CM0026964



introdução

Anti-CDC37 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IP, ELISA em amostras Humanas e de Camundongo. Tem como alvo o co-chaperone Hsp90 Cdc37 (44kDa), envolvido na estabilização de quinases. Ideal para pesquisas de biologia de chaperones.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC37 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P50CDC37; CDC37
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11140
GeneID	11140
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do CDC37 humano (NP_008996.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16543
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo