

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc40 (Prp17/Prpf17) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60508

Número do item: CM0002617



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o CDC40 humano (PRP17, EHB3). Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o spliceossomo e estudos de desenvolvimento embrionário do cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC40 Rabbit mAb
Observações/Apelido	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51362
ID do Gene	51362
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60508
Peso Proteico	66 kDa
Envio	Saco com gelo