

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdc42 Para Wb E Elisa - P60953

Número do item: CM0003769



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o CDC42 humano (também de rato, camundongo) e é validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar o controle da divisão celular, o citoesqueleto de actina e a polarização epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC42 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	998
GeneID	998
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-191 do CDC42 humano (P60953)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60953
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de Gelo