

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc42 Para If/Icc, Elisa - P60953

Número do item: CM0016895



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC42 humano, otimizado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo uma pequena GTPase envolvida na polarização celular, migração e remodelamento do citoesqueleto. Adequado para pesquisa em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC42 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espécie	Humano
GeneID (humano)	998
GeneID	998
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-186 do CDC42 humano (NP_001782.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60953
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo