

Anticorpo Monoclonal Anti-Cdc42Ep1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Número do item: CM0002799

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CDC42EP1 humano (BORG5/MSE55), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre citoesqueleto de actina e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC42EP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11135
GeneID	11135
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 292-391 do CDC42EP1 humano (Q00587).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00587
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo