

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc42Ep3 Para Wb E Elisa - Q9Uki2

Número do item: CM0029467

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC42EP3 humano (BORG2/CEP3), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a organização do citoesqueleto de actina e a morfologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC42EP3 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	UB1; CEP3; BORG2; CDC42EP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10602
GeneID	10602
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-254 do CDC42EP3 humano (NP_006440.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKI2
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo