


Anticorpo Policlonal Anti-Cdc45 Para Wb, Elisa - 075419

Número do item: CM0022377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CDC45 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Componente central essencial da helicase CMG para a iniciação da replicação do DNA. Ideal para pesquisa de ciclo celular e cromossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC45 Coelho pAb
Observações/Apelido	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8318
ID do Gene	8318
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do CDC45 humano (NP_003495.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75419
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de Gelo