

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cdc5L Para Wb, Elisa - Q99459

Número do item: CM0025828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CDC5L humano (aa 563-802) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa do ciclo celular e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC5L Rabbit pAb
Observações/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	988
ID do Gene	988
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 563-802 do CDC5L humano (NP_001244.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99459
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo